

ANIOXYDE 1000 Generador



Désinfectant de
haut niveau

ES Desinfectante de alto nivel de los instrumentos y endoscopios

INDICACIONES: Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosenible. **COMPOSICIÓN:** Producción extemporánea de ácido peracético a partir de acetil caprolactama (sistema PHERA), ANIOXYDE 1000 generador contiene un 3 % de peróxido de hidrógeno y agentes estabilizantes. **PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS:** Bactericida* según EN 13727/EN 14561 en 5 min. Levuricida* según EN 13624/EN 14562 en 5 min. Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563 en 5 min. Micobactericida* según EN 14348/EN 14563 en 5 min. Fungicida* según EN 13624/EN 14562 en 5 min. Virucida* según EN 14476/EN 17111 en 5 min. Adenovirus* según EN 14476/EN 17111 en 5 min. Norovirus* según EN 14476/EN 17111 en 5 min. Esporicida* contra Clostridium difficile y Bacillus subtilis según EN 17126 en 5 min. *=condiciones de limpieza. **MODO DE EMPLEO:** Solución de dos componentes. Listo para usar tras su activación. Vierta todo el activador (envase de 8,9 ml) en el generador (garrafa de 1 litro) y, a continuación, vierta la solución producida en el baño de inmersión. Antes del primer uso, esperar al menos 30 minutos (tiempo necesario para la activación del producto). Limpie y enjuague minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en ANIOXYDE 1000 [solución activada]. Comprobar el índice de ácido peracético con una tira reactiva ANIOXYDE 1000 al inicio de la sesión, al reanudar la actividad tras una interrupción y cada 4 horas en caso de actividad consecutiva. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días salvo para Francia, 7 días máximo según la reglamentación francesa. **Fase de predesinfección:** Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales. **Fase de desinfección:** Vierta la solución activada (ver el procedimiento de activación en la etiqueta / protocolo). Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ninguno producto en ANIOXYDE 1000. Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada [0.2 µm] para eliminar cualquier resto de producto. Para equipos endoscópicos: Enjuague las partes internas y externas del producto sanitario. Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud. **PRECAUCIONES DE USO:** (EUH210) Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. **ALMACENAR EN POSICIÓN VERTICAL.** Cualquier incidente grave sucedido en relación con el producto debe indicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro. Producto Sanitario. Uso reservado a los profesionales. Fabricado en Francia.  No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 915620420.

UFI : 5HG7-XMAA-TF09-WK3C

Distributed by : Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: +34 902 475 480

3133182



3 597610 238192



Laboratoires ANIOS
1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - FRANCE
Tel.: +33 3 20 67 67 67
Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



ET 1081912001L.CWS-221021
3133182F/210CTZ/ES