

Concurso:	33/2023-S	Año 2023				
Grupo de concurso:	MICROBIOLOGÍA	Lote de concurso: 1				
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Subunid.	Cant. Araba	Cant. Bizkaia	Cant. Gipuzkoa	Cant. Total
Aceite de parafina	Aceite de parafina	125 ml	1	1	1	3
AGUA DE PEPTONA TAMPONADA	Peptona de caseína y gelatina .10 g Cloruro sódico 5 g Di-sodio hidrógeno fosfato 12 H2O.9 g Potasio dihidrógeno fosfato 1.5 g Agua purificada 1 l pH 7.0	100 x 9 ml	0	15	0	15
AGUA DE PEPTONA TAMPONADA	Peptona pancreática de carne .10 g Cloruro sódico 5 g Di-sodio hidrógeno fosfato anhidro.3,57 g Potasio dihidrógeno fosfato 1.5 g Agua purificada 1 l pH 7.0	4 x 3 l	0	20	0	20
AGUA DE PEPTONA TAMPONADA	Peptona de caseína y gelatina .10 g Cloruro sódico 5 g Di-sodio hidrógeno fosfato 12 H2O.9 g Potasio dihidrógeno fosfato 1.5 g Agua purificada 1 l pH 7.0	6 x 225 ml	0	25	0	25
ALOA Listeria agar	Dig. enzimático de tejidos animales 18,0 g Digerido enzimático de caseína 6,0 g Extracto de levadura 10,0 g Piruvato sódico 2,0 g Glucosa 2,0 g Glicerol fosfato magnésico 1,0 g Sulfato magnésico (anhidro) 0,5 g Cloruro de litio 10,0 g Cloruro só	10 placas/140 mm	30	60	80	170
ALOA Listeria agar	Dig. enzimático de tejidos animales 18,0 g Digerido enzimático de caseína 6,0 g Extracto de levadura 10,0 g Piruvato sódico 2,0 g Glucosa 2,0 g Glicerol fosfato magnésico 1,0 g Sulfato magnésico (anhidro) 0,5 g Cloruro de litio 10,0 g Cloruro sódico 5,0 g	20 placas x 90 mm	25	30	40	95
Anaer Indicador	Las tiras están constituidas por un soporte de plástico provisto en la extremidad de una parte activa azul Esta parte está impregnada de un colorante (azul de metileno) y de un agente reductor. La forma oxidada (azul) del azul de metileno es transformado	50 u	6	0	3	9
API 20 A	Galería para la identificación de bacterias anaerobias que incluyen 21 test bioquímicos: IND, URE, GLU, MAN, LAC, SAC, MAL, SAL, XYL, ARA, GEL, ESC, GLY, CEL, MNE, MLZ, RAF, SOR, RHA, TRE, CAT Medio de cultivo (ampollas 4 ml): Tripticasa 5 g Extracto de l	25 gal+25 medios	1	0	1	2
API 20 E	Galería de identificación de Enterobacterias y otros bacilos G- que incluyan 21 test bioquímicos: ONPG, ADH, LDH,ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, NO2	25 galerías	3	1	1	5
API 20 NE	Galería de identificación de bacilos G- no Enterobacterias que incluyen 20 test bioquímicos: NO3, TRP, GLU, ADH, URE, ESC, GEL, PNPG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, PAC, Medio de auxonograma (ampollas 7 ml): Sulfato amónico 2 g Aga	25 gal+25 medios	1	1	0	2
API ID 32 STAPH	Galería de identificación de generos de Staphylococcus, Micrococcus y otros generos próximos. 26 ensayos bioquímicos: Urea, L-arginina, L-ornitina, esculina citrato férrico, D-glucosa, D-fructosa, D-manosa, D-maltosa, D-lactosa, D-trehalosa, D-manitol, D-	25 galerías	0	1	0	1
API LISTERIA	Galería de identificación de Listeria con 10 ensayos: Sustrato enzimático DIM, Esculina, 4-nitrofenil-aDmanopiranosido, D-arabitol, D-xilosa, L-rhamnosa, metil-aD-glucopiranosido, D-ribosa, Glucosa-1-fosfato, D-tagatosa	10 galerías	3	4	0	7
Baird - Parker Agar, BP	Peptona de caseína (bov) .10 g Extracto de carne (bov)*. 5 g Extracto de levadura..1 g Glicina 12 g Cloruro de litio 5 g Piruvato sódico 10 g Telurito potásico 0,1 g Yema de huevo 10 ml Agar	20 placas	5	5	4	14
BCP REACTIVO	Púrpura de bromocresol 0,02 g H2O 100 ml	1 x 5 ml	1	0	0	1
BCYE- CON L-CISTEINA AGAR	Extracto de levadura 10 g Carbón activo 2 g Tampón ACES / KOH (ajuste del pH) ...12,8 g a Cetoglutarato 1 g Agar 12 g Clorhid	20 placas	0	86	0	86
BCYE- SIN CISTEINA AGAR	Extracto de levadura 10 g Carbón activo 2 g Tampón ACES / KOH (ajuste del pH) 12,8 g a Cetoglutarato 1 g Agar 12 g Pirofos	20 placas	0	85	0	85
BIOBAL E. coli 10000	Material de referencia de E. coli, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 8000-12000 ufc con un coeficiente de variación = 15% de la media.	20 u	3	0	0	3
BIOBAL S. aureus 10000	Material de referencia de S. aureus, la presentación: una bola liofilizada soluble en aguade 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 8000-12000 ufc con un coeficiente de variación = 15% de la media.	20 u	1	1	0	2
BIOBAL SINGLESOT C. freundii	Material de referencia de C.freundii, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos.	20 u	2	0	1	3
BIOBAL SINGLESOT E. faecalis	Material de referencia de E. faecalis, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos.	20 u	1	0	0	1
BIOBALL E.aerogenes 10000	Material de referencia de E.aerogenes en forma de bola liofilizada soluble en agua, de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 8000-12000 ufc con un coeficiente de variación de 15% de la media.	20 u.	1	0	0	1
BIOBALL SINGLESOT E. coli	Material de referencia de E. coli, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos	20 u	4	0	1	5
BIOBALL SINGLESOT C. perfringens	Material de referencia de C. perfringens, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos.	20 u	2	0	1	3
BIOBALL singleshot L. monocytogenes	Material de referencia de L. monocytogenes, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos	20 u	2	0	1	3
BIOBALL SINGLESOT P. aeruginosa	Material de referencia de P. aeruginosa, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos	20 u	3	1	1	5
BIOBALL singleshot Salmonella Typhimurium	Material de referencia de Salmonella Typhimurium, la presentación: una bola liofilizada soluble en agua de 3 mm de diámetro que contiene un número de microorganismos de 28-33 ufc con una desviación estandar de 3 ufc o menos.	20 u	2	0	1	3
Campyfood ID agar, CFA	Peptona de caseína (bovina) ... 13 g Peptona carne bov. o por. ... 5 g Peptona de corazón bov. o porc..3 g Almidón de maíz 1 g Cloruro sódico 5 g Mezcla reductora 1,4 g Agar 13,5 g Indicador	20 placas	25	20	10	55
ChromID Coli agar	Gelatine peptone (bovine or porcine) 7 g Yeast extract 3 g Sodium chloride 5 g Bile salts (bovine or ovine)1.5 g Mixture of activators 0.3 g Mixture	6 x 200 ml	4	6	3	13
ChromID Vibrio agar	Peptona de casína (bovina) 16,90 g Extracto de carne bovino o porcino 0,50 g Peptona de soja 5 g Cloruro sódico 6 g Carbonato sódico 0,85 g Rojo neutro 0,01 g Mezcla de carbohidratos 18,50 g Sales biliares (bovino u ovino) 0,60 g Mezcla	20 placas	0	4	3	7
COMBIBAG	Bolsa de Stomacher con filtro y bolsillo interior para la colocación del generador de atmósfera microaeróbica	3 x 10 sobres	5	0	0	5
CONTROL DE EXTRACCIÓN MENGIVIRUS@CEERAM KIT	Kit que contenga la cadena del virus Mengo VMC0 en una cantidad conocida así como cebadores y sondas específicas para dicho virus. Kit para controlar las pérdidas producidas durante la elución, concentración y extracción de ARN de virus.	50 reacciones	0	6	4	10

Concurso: 33/2023-S		Año 2023				
Grupo de concurso: MICROBIOLOGÍA		Lote de concurso: 1				
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Subunid.	Cant. Araba	Cant. Bizkaia	Cant. Gipuzkoa	Cant. Total
EHR (Ehrlich)		5 ml	1	0	1	2
Etiquetas impresora Dilumat	Etiquetas para impresora Dilumat, 60 x 50 mm.	850 u	0	1	1	2
FB	R1 : Laurilsulfato Na 7,5 g Dimetilformamida (DMF) 50 ml Dimetilsulfóxido (DMSO) 50 ml R2 : Fast Blue BB (materia activa) 0,14 g	2 x 5 ml	1	1	1	3
FRASER CALDO	Peptonas animales (bovina o porcina) 10.0 g Extracto de carne (bovina o porcina) 5.0 g Extracto de levadura 5.0 g NaCl 20.0 g Mezcla tampón	20 tubos	3	3	2	8
FRASER SEMI CALDO	Peptona de carne (bovina o porcina) 5 g Peptona de caseína (bovina) 5 g Extracto de carne (bovina o porcina) 5 g Extracto de levadura 5 g NaCl 20 g Mezcla tam	6 x 225 ml	6	10	4	20
Genbag Anaer/ Anaerocult	Bolsa hermética de plástico flexible que permite obtener una atmosfera adaptada al cultivo de bacterias anaerobias con sobres de alumininio generadores sin la adición ni de agua ni catalizador sin desprendimiento de hidrógeno concentración en oxígeno <0,	20 test	0	0	7	7
GENBOX microaer	Sobres generadores de atmosfera anaerobica sin la adición de agua ni de catalizador , sin que se produzca desprendimiento de hidrógeno. Con una concentración de oxígeno de 6,2 a 13,2 % después de 1 hora y una concentración de dióxido de carbono de 2,5 a 9	10 sobres/caj	25	0	0	25
HEPATITIS A @CEERAM TOOLS ALIMENTOS Y AGUAS KIT	Master mix: 950 ul Enzima: 55 ul Control positivo: 65 ul Control negativo: 250 ul	48 reacciones	0	6	5	11
ID color Catalasa	Reactivo para la detección de catalasa	2 x 5ml	0	0	1	1
JAMES REACTIVO	R1: HCl 1N 100 ml R2: Componente J 2183 0.66 g. Para el revelado de API	2 x 5 ml	1	1	2	4
Kit Hepatitis E	Kit para la detección de VHE en alimentos	48 reacciones	0	1	1	2
Legionella GVPC agar	Extracto de levadura 10 g Carbón activado 2 g Tampón ACES / KOH (ajuste de pH). 12.8 g Cetoglutarato 1 g Agar	20 placas	0	500	0	500
MAC FARLAND STANDARD	6 patrones de McFarland (0.5, 1, 2, 3, 4, 5) con un diámetro de 17,75 mm COMPOSICIÓN DE LOS PATRONES S04Ba S04Ba Patrón 0.5 2.40 10-5 mol/l Patrón 3 1.44 10-4 mol/l Patrón 1 4.80 10-5 mol/l Patrón 4 1.92 10-	6 x 5 ml	1	0	0	1
NIT 1 + NIT 2 REACTIVO	NIT 1 componentes: Acido sulfanílico 0,4 g Acido acético 30 g H2O 70 ml NIT 2 componentes: N,N-dimetil-1-naftilamina 0,6 g Acido acético 30 g H2O 70 ml	2 de 2 x 5ml	1	0	1	2
NOROVIRUS GI ESTÁNDAR CUANTIFICACIÓN	Estandar para la cuantificación de Norovirus genogrupo I	150 µl	0	3	1	4
Norovirus GI KNVGI- kit de detección	Kit para la detección de patógenos alimentarios ampliando y detectando una cadena muestra de RNA que resulta específica del norovirus GI	48 reacciones	0	7	5	12
NOROVIRUS GII ESTÁNDAR CUANTIFICACIÓN	Estandar para la cuantificación de Norovirus genogrupo II	150 µl	0	2	1	3
Norovirus GII KNVGII- kit de detección	Kit para la detección de patógenos alimentarios ampliando y detectando una cadena muestra de RNA que resulta específica del norovirus GII	48 reacciones	0	7	5	12
Nuclisens Extraction Buffer 1	Tampón de lavado para extracción de ácidos nucleicos I	4 x 1L	0	1	1	2
Nuclisens Extraction Buffer 2	Tampón de lavado para extracción de ácidos nucleicos II	4x 1L	0	1	1	2
Nuclisens Extraction Buffer 3	Tampón de lavado para extracción de ácidos nucleicos III	4x 1L	0	1	1	2
NUCLISENS LYSIS TAMPON	(Tampón de lisis) Contiene: Tioanato de guanidina 50% <2 % Triton X-100, <1 % EDTA	48 x 2 ml	0	4	4	8
Nuclisens Magnetic Silica	Fase sólida de Sílica magnética para extracción de ácidos nucleicos	24 x 1,2 mL	0	2	1	3
ONPG discos	discos empapados con o-nitrofenil-B-D galactopiranosido	30/pk	0	0	1	1
PAPEL TÉRMICO IMPRESORA MINIVIDAS	Papel térmico impresora 110 mm específico para equipo minividas	1	1	0	0	1
QUALITY CONTROL VIDAS	60 Cartuchos QCV STR Listos al empleo. 60 Conos QCV (2 x 30) SPR Listos al empleo. Descripción del cartucho QCV : Pocillos Reactivos 1- Pocillo vacío : no es necesaria ninguna muestra para esta prueba. 2- 400 µl de una solución de 4-Metil-umbeliferona (10	60 test	2	3	1	6
Rapapport Vassiliadis Soja (RVS-T) caldo	Peptona de soja 4,5 g Cloruro sódico 7,2 g Tampón fosfato (KH2PO4 + K2HPO4) 1,44 g Cloruro magnésico 6 H2O 28,6 g Oxalato de verde malaquita 0,036 g Agua purificada	20 tubos	6	6	18	30
SOBRES GENBOX ANAER	Sobres generadores de atmósfera anaerobia sin adición de agua y sin que se produzca desprendimiento de hidrógeno Concentración en oxígeno<0,1% después de 2,5 horas concentración en dióxido de carbono >15% después de 24 h	10 sobres	35	0	0	35
TDA REACTIVO	Percloruro de hierro (expresado en hierro) 3,4 g H2O 100 ml	2 x 5ml	1	1	1	3
TRIPTONA SOJA AGAR, TSA	Peptone de caséine (bovin) 15 g Peptone de soja 5 g Chlorure de sodium 5 g Agar 15 g Eau purificada 1 l pH 7,3	20 tubos	4	10	0	14
Urea indol, caldo	L-triptófano 3g Fosfato monopotásico 1g Fosfato bipotásico 1 g Cloruro sódico 5 g Urea 20 g	10 x 10 ml	1	2	1	4

Concurso: 33/2023-S		Año 2023				
Grupo de concurso: MICROBIOLOGÍA		Lote de concurso: 1				
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Subunid.	Cant. Araba	Cant. Bizkaia	Cant. Gipuzkoa	Cant. Total
VHA ESTÁNDAR CUANTIFICACIÓN	Estandar para la cuantificación de Virus de la Hepatitis A	150 µl	0	2	1	3
VIDAS STAPH ENTEROTOXIN SET	30 cartuchos SET2 STR Listos al empleo. 30 conos SET2 SPR Listos al empleo. El interior de los conos está recubierto con anticuerpos antienterotoxinas de estafilococos. Estándar SET2 (1 x 6 ml) S1 Listo al empleo. Enterotoxina A purificada (< 1,0 ng/ml) +	30 test	4	4	4	12
VP1+ VP2	VP 1 5 ml Hidróxido potásico 40 g H2O 100 ml VP 2 5 ml ??-naftol 6 g Etanol 100 ml	2 de 2 x 5ml	1	0	2	3
XYL REACTIVO	XYL 5 ml Xileno	2 x 5ml	1	0	1	2
ZYM A	ZYM A 8 ml Tris-hidroximetil-aminometano 25 g Acido clorhídrico al 37 % 11 ml Laurilsulfato Na 10 g H2O 100 ml	2 x 5ml	0	1	0	1
ZYM B	ZYM B 8 ml Fast Blue BB (materia activa) 0,12 g Metanol 40 ml Dimetilsulfóxido (DMSO) 60 ml	2 x 5ml	1	1	0	2