

| Concurso: 33/2023-S                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Año: 2023           |             |               |                |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Grupo de concurso: MICROBIOLOGIA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote de concurso: 6 |             |               |                |             |
| ARTÍCULO                                              | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subunid.            | Cant. Araba | Cant. Bizkaia | Cant. Gipuzkoa | Cant. Total |
| Avipro Plate Diferenciación cepa vacunal              | Test de microdilución en placa para determinar la sensibilidad bacteriana a los antibióticos y para identificar las cepas vacunales de AviPro SALMONELLA VAC E, VAC T y DIJO                                                                                                              | 10                  | 0           | 0             | 1              | 1           |
| Color Seed, (oo) quistes de Cryptosporidium y Giardia | Material de referencia para (oo) quistes de Cryptosporidium y Giardia. Teñido con Texas Red. Recuento por citometría de flujo                                                                                                                                                             | 10                  | 0           | 0             | 5              | 5           |
| Easy Stain plus DAPI                                  | Tinción inmunofluorescencia para (oo) quistes de Cryptosporidium y Giardia. Incluye DAPI                                                                                                                                                                                                  | 80 unidades         | 0           | 0             | 5              | 5           |
| L.MONOCYTOGENES BACCONTROL                            | Material cuantitativo certificado Listeria mononytogenes aprox. 100 ufc/pastilla                                                                                                                                                                                                          | 5 u.                | 6           | 0             | 0              | 6           |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA KIT CUANTITATIVO               | Kit que contenga las sondas y cebadores específicos, los reactivos adecuados y los controles necesarios para la detección y cuantificación de L. pneumophila mediante la amplificación por PCR a tiempo-real,                                                                             | 70 u                | 0           | 0             | 1              | 1           |
| LEGIONELLA SPP. KIT CUANTITATIVO                      | Kit que proporcione las sondas y cebadores específicos, los reactivos adecuados y los controles necesarios para la detección y cuantificación de Legionella spp. mediante la amplificación por PCR a tiempo-real, Emplee una sonda MGB (Minor Grove Binding)                              | 70u                 | 0           | 0             | 1              | 1           |
| Lénticulas de Norovirus genotipo I                    | Material de referencia para la detección de norovirus genotipo I en forma de lenticula                                                                                                                                                                                                    | 10/bolsa            | 0           | 2             | 2              | 4           |
| Lénticulas de Norovirus genotipo II                   | Material de referencia para la detección de norovirus genotipo II en forma de lenticula                                                                                                                                                                                                   | 10/bolsa            | 0           | 2             | 2              | 4           |
| Lénticulas de virus de la hepatitis A                 | Material de referencia para la detección de virus Hepatitis A en forma de lenticula                                                                                                                                                                                                       | 10/bolsa            | 0           | 2             | 2              | 4           |
| Listeria monocytogenes (CECT 935) BACuanti            | Material cuantitativo certificado Listeria monocytogenes aprox. 1000 ufc/pastilla                                                                                                                                                                                                         | 5 u.                | 6           | 0             | 0              | 6           |
| MacConkey agar nº 3 + cefotaxima                      | Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de bacilos entéricos productores de B-lactamasas de espectro extendido. Composición g/l: peptona salina 17, peptona de carne y caseína 3, lactosa 10, sales biliares 1,5, ClNa 5, cristal violeta 0,001, rojo ne                        | 20 placas           | 0           | 0             | 6              | 6           |
| MICROCYSTESTS                                         | Kit de detección de microcistinas en aguas                                                                                                                                                                                                                                                | 96 tests            | 3           | 0             | 0              | 3           |
| Microcystine LR                                       | Microcystine LR; 101043-37-2; 1,1 ml; 10 µg; Water                                                                                                                                                                                                                                        | 1                   | 3           | 0             | 0              | 3           |
| Mineral modified glutamate, caldo doble concentrado   | Formulacion g/L (doble concentracion), Lactosa 20,0,Formato sodico 0,5, L-cistina 0,04, L(-) acido aspartico 0,048,L(+) arginina 0,04, Tiamina 0,002, acido nicotico 0,002,Acido pantotenico 0,002, Sulfato de magnesio 7H2O 0,200, Citrato ferrico amonico 0,0                           | 20                  | 0           | 0             | 12             | 12          |
| Mineral modified, simple caldo                        | Formulacion g/L (simple concentracion), Lactosa 10,0,Formato sodico 0,25, L-cistina 0,02, L(-) acido aspartico 0,024,L(+) arginina 0,02, Tiamina 0,001, acido nicotico 0,001,Acido pantotenico 0,001, Sulfato de magnesio 7H2O 0,100, Citrato ferrico amonico 0                           | 20                  | 0           | 0             | 100            | 100         |
| MSB: caldo Scholten modificado                        | Caldo Schlotten modificado (MSB) para la detección de bacteriófagos somáticos conforme a la norma ISO 10705-2. Composición g/l:<br>Peptona 10,00<br>Extracto de levadura 3,00<br>Extracto de carne 12,00<br>Cloruro sódico 3,00<br>Cloruro magnésico (Anh.) 0,60<br>Carbonato sódico 0,75 | 500 g               | 0           | 0             | 1              | 1           |
| Ooquistes de Cryptosporidium                          | Material de referencia cuantificado de ooquistes de Cryptosporidium parvum de origen bovino inactivados mediante irradiación con rayos gamma. Concentración aproximada: 10 E +7 en 1 ml                                                                                                   | 1 ml                | 0           | 0             | 1              | 1           |
| Quistes de Giardia                                    | Material de referencia cuantificado de quistes de Giardia lamblia inactivados mediante irradiación con rayos gamma. Concentración aproximada: 10 E+6 en 1 mL                                                                                                                              | 1 ml                | 0           | 0             | 1              | 1           |
| Termi-DNA-Tor                                         | Aerosol para eliminación de ácidos nucleicos, bacterias, hongos y microplasma de superficies y equipos de PCR. Composición: solución hidroalcohólica (etanol 55%), propionato de amonio, cuaternario y perfume                                                                            | 2x450 ml            | 0           | 0             | 1              | 1           |