

| Concurso:                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 33/2023-S     |             | Año: 2023           |                |             |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--|
| Grupo de concurso:                           |                                                                                                                                                                                                                                              | MICROBIOLOGIA |             | Lote de concurso: 5 |                |             |  |
| ARTÍCULO                                     | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                          | Subunid.      | Cant. Araba | Cant. Bizkaia       | Cant. Gipuzkoa | Cant. Total |  |
| COLILERT - 18                                | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta simultaneamente E. coli y Coliformes totales a través de la actividad de las enzimas β-glucuronidasa y β-galactosidasa. Obteniéndose los resultados en 18 horas | 200 u         | 0           | 9                   | 0              | 9           |  |
| COLILERT - 18                                | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta simultaneamente E. coli y Coliformes totales a través de la actividad de las enzimas β-glucuronidasa y β-galactosidasa. Obteniéndose los resultados en 18 horas | 100 u         | 3           | 0                   | 6              | 9           |  |
| Colilert 18                                  | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta simultaneamente E. coli y Coliformes totales a través de la actividad de las enzimas β-glucuronidasa y β-galactosidasa. Obteniéndose los resultados en 18 horas | 20            | 3           | 2                   | 0              | 5           |  |
| COLILERT-18 Comparador en a Quany- Tray 2000 | Bandeja control que indica la cantidad mínima de color o fluorescencia para considerar un resultado positivo                                                                                                                                 | 1             | 1           | 1                   | 1              | 3           |  |
| Dynal GC Combo                               | Esferas para separación inmunomagnética de (oo)quistes de Cryptosporidium y Gia                                                                                                                                                              | 50 tests      | 0           | 0                   | 4              | 4           |  |
| Dynal L10 tubes                              | Tubos de 10 ml con una pared plana                                                                                                                                                                                                           | 5 u           | 0           | 0                   | 2              | 2           |  |
| Dynal MCP-6 magnet                           | Concentrador de partículas magnéticas para tubos L10, para 6 tubos                                                                                                                                                                           | 1             | 0           | 0                   | 1              | 1           |  |
| Dynal MX1 Mixer                              | Sistema de agitación rotatoria para inmunocaptura, para tubos (1,5 ml a 1,7 mm diámetro)                                                                                                                                                     | 1             | 0           | 0                   | 1              | 1           |  |
| ENTEROLERT-DW                                | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta Enterococos en aguas en 24 h mediante el cambio de color de azul a verde                                                                                        | 200 u         | 0           | 5                   | 3              | 8           |  |
| ENTEROLERT-DW                                | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta Enterococos en aguas en 24 h mediante el cambio de color de azul a verde. PRECIO DE 13/04/21                                                                    | 20 u          | 4           | 1                   | 11             | 16          |  |
| ENTEROLERT-E                                 | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta Enterococos en aguas en 24 h mediante fluorescencia                                                                                                             | 200 u         | 2           | 2                   | 2              | 6           |  |
| ENTEROLERT-E                                 | Medio deshidratado basado en la tecnología del sustrato definido que detecta Enterococos en aguas en 24 h mediante fluorescencia                                                                                                             | 20 u          | 3           | 3                   | 11             | 17          |  |
| Filta-Max xpress                             | Pack de 10 filtros                                                                                                                                                                                                                           | 10            | 0           | 0                   | 10             | 10          |  |
| Filta-Max xpress Filter Housing              | soporte para la colocación de filtros                                                                                                                                                                                                        |               | 0           | 0                   | 5              | 5           |  |
| FRASCOS CON ANTIESPUMANTE                    | Frascos de 120 ml con antiespumante.                                                                                                                                                                                                         | 200 u         | 3           | 21                  | 12             | 36          |  |
| Lámpara UV 6 W, repuesto                     | lámpara                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | 1           | 1                   | 1              | 3           |  |
| QUANTI TRAY 2000                             | Bandejas con 97 pocillos para el recuento de coliformes, E. coli y enterococos a partir de agua desde 1 hasta 2419 NMP/100 ml                                                                                                                | 100 u         | 6           | 43                  | 25             | 74          |  |