

Suministro de Material de Desinfección y Esterilización de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

LOTE 8 DESINFECTANTE INSTRUMENTAL ALTO NIVEL USO MANUAL ± 1 L.

ANIOXYDE 1000 1L

Desinfectante de alto nivel por inmersión en formato líquido para dispositivos invasivos e instrumental.

Desinfectante a base de ácido peracético en formato líquido. Sin aldehídos ni fenoles.

Eficacia microbiológica acreditada según norma UNE-EN 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes químicos:

Bactericida: UNE-EN-13727 y UNE-EN 14561

Levuricida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 14562

Fungicida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 14562

Viricida: UNE-EN 14476 Micobactericida: UNE-EN 14348 y UNE-EN 14563 en un tiempo de 5 minutos.

Actividad esporicida acreditada (ver dossier de producto adjunto).

El tiempo de contacto para todas las eficacias incluyendo esporicida es de 5 minutos.

El tiempo de activación de la solución es de 30 minutos.

La dilución activa tiene una duración de 14 días.

Certificado de compatibilidad con lentes ópticas y con diferentes materiales (metales, plásticos, etc) disponible en la documentación adjunta.

Y8365245K Digitally signed
by Y8365245K
JAKUB
LELEK (R: JAKUB LELEK (R:
B28218758) B28218758)
Date: 2023.04.13
09:47:49 +02'00'

Fdo Jakub Kazimierz Lelek
Apoderado
Ecolab Hispano-Portuguesa