

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
1	1	Detección de S. aureus, gen mecA, gen mecC y toxina PVL.	23131	Eazyplex MRSA plus	8426521231310		
	2	Detección de genes de resistencia AmpC: ACC, CMY-II, DHA y MOX.	23122	Eazyplex Superbug AmpC	8426521231228		
	3	Detección de genes de resistencia a Acinetobacter baumannii: Acinetobacter baumannii OXA-51, NDM (1#9,-16), Grupo OXA-23, Grupo OXA-40 y Gru	16362	Eazyplex SBug Acinet	8426521163628		
	4	Detección de genes: KPC (2#15), NDM (1#9,-16), VIM (1#6,8-37), OXA-48 (-162,-204,-244), OXA-181 (-181,-232) y IMP (1-7,-12,-13,-22).	16361	Eazyplex SBug Complete C	8426521163611		
	5	Detección de genes: IMP (1-7,-12,-13,-22), IMI (1-19), GES (1-20) y GIM-1.	16363	Eazyplex SBug Expert	8426521163635		
	6	Detección de genes: KPC (2#15), NDM (1#9,-16), OXA-48 (-162,-204,-244), OXA-181 (-181,-232), VIM (1#6, 8-37), Grupo CTX-M 1 y Grupo CTX-M 9.	22978	EAZYPLEX SUPERBUG CRE	8426521229782		
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 1. Determinación de genes de resistencia							
2	1	Identificación micobacterias no tuberculosas más comunes, a partir de muestra clínica.	H-295	GenoType Cmdirect	4049055003372		
	2	Identificación micobacterias no tuberculosas más comunes, a partir de cultivo.	299A	GenoType Mycobacterium CM	4049055003259		
	3	Identificación de micobacterias no tuberculosas adicionales, a partir de cultivo.	H-298	GenoType Mycobacterium AS	4049055000395		
	4	Diferenciación de especies pertenecientes al grupo Mycobacterium tuberculosis complex.	H-301	GenoType MTBC	4049055000319		
	5	Detección del gen de resistencia erm en M. avium y M. abscesus	29712	GenoType NTM-DR	4049055003235		
	6	Identificación molecular de Helicobacter pylori y su resistencia a fluoroquinolonas y/o claritromicina a partir de cultivo o material de bio	H-337	GenoType HelicoDR	4049055001217		

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
BRUKER ESPAÑOLA, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 2. Genotipado de Micobacterias y detección de Helicobacter pylori							
3	1	Virus JC cualitativa y cuantitativa	435357	Elitech	8033891486044		
	2	Virus BK cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, orina, etc.	410349	Elitech	8033891486037		
	3	Virus Epstein Barr cualitativa y cuantitativa en muestras distintas de plasma	409208	Elitech	8033891485290		
	4	Hepatitis E cualitativa	472159	Elitech	8033891486693		
	5	CMV cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, lavado broncoalveolar, saliva, orina, biopsias, placentas, líquido amniótico, etc	441298	Elitech	8033891485917		
	6	VH6 cualitativa y cuantitativa	409211	Elitech	8033891485955		
	7	Detección cualitativa en muestra de sangre de N. meningitidis, S. pneumoniae y H. influenzae	481905	Elitech	8426677944416		
	8	Detección y cuantificación de Pneumocystis jirovecii	502275	Elitech	8033891486723		
	9	Detección de Toxoplasma gondii	433097	Elitech	8033891485566		
	10	Detección de Parvovirus B19	409212	Elitech	8033891485986		
	11	Detección de Aspergillus (semicuantitativa)	435358	Elitech	8033891486013		
	12	Extracción de ácidos nucleicos universal automatizada para las técnicas incluidas en este lote	435409	Elitech	8033891486129		
	13	Detección de Mycoplasma pneumoniae + Chlamydia pneumoniae + Legionella spp.1	473037	Elitech	8426677854852		

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
PALEX MEDICAL, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 3. Detección molecular de virus, bacterias y hongos							
4	1	Detección de Virus de la Encefalitis transmitidas por garrapatas, Rickettsia spp., B. microti/divergens y E. chaffeensis/muris, B. burgdorfe	479231	CerTest/ CT TICKBORNE LE	8435440209430		
	2	Detección de Leptospira spp.	601467	Ecoli/ Leptospira	8445050100799		
	3	Detección de Virus Zika, Dengue, Chikungunya, West Nile, Fiebre amarilla y Virus Mayaro	601600	CerTest/ CT HYPERPLEX TROPICAL LE	8435440209195		
	4	Detección Hepatitis D	600280	Diapro/ DP HDV	8435287342437		
PALEX MEDICAL, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 4. Detección molecular de Virus y Bacterias							
5	1	Detección de Bartonella spp. y Bartonella henselae	BART	RealCycler BART	8435498500015		
	2	Detección de Enterovirus, Parechovirus y Parotiditis	EVPEPA	RealCycler EVPEPA	8435498503573		
	3	Detección de Herpes simple 1, Herpes simple 2 y Virus Varicela Zoster	HSVTVA	RealCycler HSVTVA	8435498502774		
	4	Detección de Tropheryma whipplei	TRWH	RealCycler TRWH	8435498501616		
	5	Detección de Sarampion	SARA	RealCycler SARA	8435498503870		
	6	Detección de Trypanosoma cruzi	CHAG	RealCycler CHAG	8435498504129		
	7	Detección de Coxiella burnetii	COXI	RealCycler COXI	8435498500268		

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
	8	Detección de Virus Toscana	TOSC	RealCycler TOSC	8435498503924		
	9	Detección de Kingella kingae	KING	RealCycler KING	8435498505492		
	10	Meningitis Bacteriana: Detección cualitativa de N. meningitidis, S. pneumoniae y L. monocytogenes	MENELI	RealCycler MENELI	8435498500664		
	11	Detección de Leishmania donovani complex	DONO	RealCycler DONO	8435498504174		
	12	Detección de Bordetella holmesii + Bordetella paraptussis + Bordetella pertussis	BHOLPP	RealCycler BHOLPP	8435498505652		
PROGENIE MOLECULAR S.L.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 5. Reactivos para la amplificación y detección de Virus y Bacterias							
6	1	Detección e identificación de Mycoplasma genitalium y de mutaciones de resistencia en parC relacionadas con la resistencia a Moxifloxacino	774SG-SD10234X	Allplex MG & MoxiR Assay	(en blanco)		
	2	Detección de resistencia a azitromicina en Mycoplasma genitalium	774SG-SD10170X	Allplex M.genitalium & Azi	08426951363728		
	3	Meningitis víricas CMV, VEB, VH1, VH2, varicela, VH6, VH7	774SG-MG10209Z	Allplex Meningitis-V1	08809240102091		
	4	Detección de Enterovirus, Parechovirus, Adenovirus, Parvovirus B19 y Parotiditis	774SG-MG10210Z	Allplex Meningitis-V2	08809240102107		
	5	Meningitis bacteriana Escherichia coli K1 (E. coli K1), Streptococo grupo B, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria mening	774SG-MG10211Z	Allplex Meningitis-B	08809240102114		
WERFEN ESPAÑA, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 6. Sistema Extracción de ácidos nucleicos y PCR Setup Automatizada							

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
7	1	Detección y Genotipado de diferentes tipos de Papilomavirus humano.	MAD-003930MU-HS24-24	MASTER DIAGNOSTICA/HPV DIRECT FLOW CHIP KIT	8435421211865		
	2	Detección múltiple de genes de resistencia.	MAD-003946M-HS	MASTER DIAGNOSTICA/MDR FLOW CHIP KIT	8435421258532		
VITRO S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 7. Equipo para PCR múltiple y detección por hibridación reversa de Genotipado de Papilomavirus humano y genes de resistencia bacteriana							
8	1	Genotipado del virus de la Hepatitis C	6984274190	KIT C4800 HCV GT AMP/DET 120T CE-IVD	875197005523		
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 8. Genotipado del virus de la Hepatitis C							
9	1	Extracción automática de ácido nucleicos	516478	PSS Precision Sytems	4987869513000		
PALEX MEDICAL, S.A.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 9. Extracción automática de ácidos nucleicos							
10	1	Reactivos para la amplificación y detección de ácidos nucleicos de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium mal	BE-A988	Plasmodium typing	(en blanco)		
EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 10. Reactivos para la amplificación y detección de ácidos nucleicos de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi							
11	1	Reactivo para la detección e identificación de ADN de serotipos de S. pneumoniae.	316501653	S. pneumostrip Opegen	8429577002859		

Lote	Art	Descripción del material	Referencia	Marca / Modelo	Código EAN	Puntos Max 50 umbral 25	Motivación
SUMINISTROS CLINICOS LANAU S L						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 11. Reactivo para la detección e identificación de ADN de serotipos de S. pneumoniae.							
12	1	Fibroblastos de pulmón embrionario humano MRC-5 (Precio Frasco)	SMR	VIRCELL	8436040323250		
VIRCELL SPAIN, S.L.						50	Cumple con los requisitos mínimos y criterios de juicio de valor exigidos
Lote 12. Fibroblastos de pulmón embrionario humano MRC5							
13	1	Kit de anticuerpos monoclonales anti- Enterovirus	Desierto				
Lote 13. Kit de anticuerpos monoclonales anti Enterovirus							

En Bilbao, a 29 de Marzo 2023

JOSE LUIS DIAZ DE TUESTA DEL ARCO
Firmado digitalmente por JOSE LUIS DIAZ DE TUESTA DEL ARCO
Fecha: 2023.03.30 12:14:13 +02'00'

Fdo.: José Luis Díaz de Tuesta del Arco
Jefe de Servicio de Microbiología Clínica
Hospital Universitario Basurto
OSI Bilbao Basurto