


SONDA DE CICLOFOTOCOAGULACIÓN PARA VITRA 810

REFERENCIA: QU-XLCYCLO

MARCA: QUANTEL MEDICAL



Sonda láser QU-XLCYCLO con posicionador (arriba izquierda), sin él y con un círculo alrededor de su punta (arriba derecha), e imagen en una operación real (abajo).

Descripción:

Sonda láser de diseño ergonómico para ciclofotocoagulación sin limite de conexiones o de tiempo de uso, permitiendo dos tipos de tratamiento según si se hace uso o no del posicionador:

- El modo SubCyclo se consigue sin hacer uso del posicionador y permite la ciclofotocoagulación subliminal. Los parámetros de tratamiento son los siguientes: 2 W / 80 s / 31,3%
- El modo ThermoCyclo se consigue haciendo uso del posicionador y permite la ciclodestrucción. Los parámetros de tratamiento son los siguientes: De 1 a 2 W / 3 s.

La punta de la sonda láser acaba en una esfera de cristal que asegura un deslizamiento sencillo y seguro. Además, la energía del láser se reparte alrededor de la esfera en todas direcciones.

Medidas:

Radio de la esfera de cristal: 0,77 mm.

Longitud de la punta de 23,930 mm.

Longitud del mango de 63,500 mm.

Diámetro de la fibra láser de 600 µm.

Diámetro del cable de conexión: 8,130 mm.

Longitud total incluyendo el cable y la conexión de 2.100 mm.

Equipos compatibles:

Supra 810 de Quantel Medical.

Vitra 810 de Quantel Medical.

Presentación:

Caja con 5 unidades envasadas estériles individualmente.

Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 20 de mayo del 2020, rev 2.