

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
001.001	Introdutor recto convencional de 11cm. d...a de 0.035 y de varios calibres: (4F-14F)	001.001.001						
002.001	Introdutor curvo de 40 cm., con válvula ...de 0.035 y de varios calibres: (5.5F-12F)	002.001.001						
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.001	4F10CM SW RADIAL	506410S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032079041
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.002	4F16CM SW RADIAL	506416S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078938
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.003	5F,10cm SW Radial	506510S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078914
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.004	5F16CM SW RADIAL	506516S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078907
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.005	6F,10cm SW Radial	506610S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078945
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.006	6F16CM SW RADIAL	506616S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032079003
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.007	7F10CM SW RADIAL	506710S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078952
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.008	7F16CM SW RADIAL	506716S	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032078983
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.009	4F10CM PW20 RADIAL	506410P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082065
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.010	4F16CM PW20 RADIAL	506416P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082287
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.011	5F10CM PW20 RADIAL	506510P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082119
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.012	5F16CM PW20 RADIAL	506516P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082232
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.013	6F10CM PW20 RADIAL	506610P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082201
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.014	6F16CM PW20 RADIAL	506616P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082140
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.015	7F10CM PW20 RADIAL	506710P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082195
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.016	7F16CM PW20 RADIAL	506716P20G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082058
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.017	4F10CM PW22 RADIAL	506410P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082263
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.018	4F16CM PW22 RADIAL	506416P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082270
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.019	5F10CM PW22 RADIAL	506510P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082102
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.020	5F16CM PW22 RADIAL	506516P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082256
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.021	6F10CM PW22 RADIAL	506610P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082171
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.022	6F16CM PW22 RADIAL	506616P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082089
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.023	7F10CM PW22 RADIAL	506710P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082225
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.024	7F16CM PW22 RADIAL	506716P22G	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082072
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.025	4F10CM NW RADIAL	506410N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082188
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.026	4F16CM NW RADIAL	506416N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082218
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.027	5F10CM NW RADIAL	506510N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082157
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.028	5F16CM NW RADIAL	506516N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082126
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.029	6F10CM NW RADIAL	506610N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082164
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.030	6F16CM NW RADIAL	506616N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082133
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.031	7F10CM NW RADIAL	506710N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082249
003.001	Kit de acceso vascular radial , compuesto...7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.	003.001.032	7F16CM NW RADIAL	506716N	CORDIS/RAIN	CAJA	Caja C- 5	20705032082096
004.001	Introdutor hidrofilico de 45 cm de longi...a de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).	004.001.001						
005.001	Introdutor hidrofilico de 90cm de longit...a de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).	005.001.001						
006.001	Introdutor hidrofilico mallado para guía...xtremo distal con varias configuraciones.	006.001.001						
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.001	SI AVANTI+ .035 F10 W/MINI GW	402610X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000762
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.002	SI AVANTI+ .035 F8 W/MINI GW	402608X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000700
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.003	SI AVANTI+ .035 F4 W/O GW	402604A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000489
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.004	SI AVANTI+ .035 F6 W/MINI GW	402606X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000625
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.005	SI AVANTI+ PED .035 F5 W/GW	402605P	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000540
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.006	SI AVANTI+ .035 F11 W/MINI GW	402611X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000786
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.007	SI AVANTI+ .035 F7 W/MINI GW	402607X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000670
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.008	SI AVANTI+ PED .035 F7 W/GW	402607P	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000649
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.009	SI AVANTI+ .035 F5 W/MINI GW	402605X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000571
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.010	SI AVANTI+ .035 F9 W/O GW	402609A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000717
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.011	SI AVANTI+ .035 F9 W/MINI GW	402609X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000731
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.012	CSI AVANTI+ ENDOVASCULAR .035	402655X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000793
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.013	SI AVANTI+ PED .035 F7 W/O GW	402607R	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000656
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.014	SI AVANTI+ .035 F6 W/O GW	402606A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000588
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.015	SI AVANTI+ .035 F10 W/O GW	402610A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000748
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.016	SI AVANTI+ .035 F7 W/O GW	402607A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000632
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.017	SI AVANTI+ PED .035 F6 W/O GW	402606R	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000601
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.018	SI AVANTI+ PED .035 F4 W/GW	402604P	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000496
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.019	SI AVANTI+ .035 4F W/MINI GW	402604X	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000526
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.020	CSI AVANTI+ .035 F5 W/O GW	402605A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000533
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.021	SI AVANTI+ PED .035 F6 W/GW	402606P	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000595
007.001	Introdutor vascular con válvula antirref...11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	007.001.022	SI AVANTI+ .035 F8 W/O GW	402608A	CORDIS/AVANTI PLUS	CAJA	Caja C- 5	20705032000687

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.001	SI BRITE TIP F4 23CM	401423M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000168
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.002	SI BRITE TIP 10F 11CM	401011M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000113
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.003	SI BRITE TIP SHEATH F6 5.5CM	401605M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000229
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.004	SI BRITE TIP SHEATH F8 5.5 CM	401805M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000366
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.005	SI 9F BRITE TIP 35CM	401935M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000458
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.006	SI BRITE TIP F6 90CM	401690M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000281
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.007	SI BRITE TIP 6F 11CM STR	401611M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000236
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.008	SI BRITE TIP F5 23CM	401523M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000182
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.009	SI BRITE TIP 7F 11CM STR	401711M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000304
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.010	SI BRITE TIP F5 55CM	401555M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000212
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.011	SI BRITE TIP SHEATH F7 5.5 CM	401705M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000298
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.012	SI BRITE TIP F7 90CM	401790M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000359
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.013	SI BRITE TIP 7F 55CM STR	401755M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000342
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.014	SI BRITE TIP 8F 23CM STR	401823M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000380
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.015	SI BRITE TIP 8F 35CM STR	401835M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000397
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.016	SI BRITE TIP 8F 45CM STR	401845M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000403
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.017	SI BRITE TIP 6F 45CM STR	401645M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000267
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.018	SI 9F BRITE TIP 23CM	401923M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000441
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.019	SI BRITE TIP F5 35CM	401535M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000199
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.020	SI BRITE TIP F5 45CM	401545M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000205
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.021	SI BRITE TIP 7F 35CM STR	401735M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000328
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.022	SI BRITE TIP F5 11CM	401511M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000175
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.023	SI BRITE TIP 7F 45CM STR	401745M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000335
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.024	SI BRITE TIP 7F 23CM STR	401723M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000311
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.025	SI BRITE TIP 8F 11CM STR	401811M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000373
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.026	SI BRITE TIP 6F 35CM STR	401635M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000250
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.027	SI BRITE TIP 11F 23CM	401123M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000144
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.028	SI BRITE TIP 6F 55CM STR	401655M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000274
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.029	SI BRITE TIP 11F 11CM	401111M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000137
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.030	SI BRITE TIP 6F 23CM STR	401623M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000243
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.031	SI BRITE TIP 10F 23CM	401023M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000120
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.032	SI BRITE TIP F4 11CM	401411M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000151
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.033	SI 9F BRITE TIP SHEATH 11CM	401911M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 5	20705032000434
008.001	Introdutor vascular con válvula antirref...,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.	008.001.034	SI BRITE TIP 8F 55CM STR	401855M	CORDIS/BRITE TIP	CAJA	Caja C- 2	20705032000410
009.001	Introdutor de grueso calibre (12F-18F) ,...istal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.	009.001.001						
010.001	Introdutor pelable para introducción de ...e y diferentes longitudes (13cm, 15cm) .	010.001.001						
011.001	Dilatador para tracto vascular y no vascu...5F hasta 24Fde calibre y 20cm de longitud	011.001.001						
012.001	Guía teflonada convencional de calibre 0...a J3 de varias longitudes (150 cm-260cm).	012.001.001						
013.001	Guía hidrofilica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm	013.001.001						
014.001	Guía hidrofilica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.	014.001.001						
015.001	Guía hidrofilica de 0,018, 0,025 y 0,035,...a de diferentes longitudes (150cm-260cm).	015.001.001						
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.001	DGW.035 FC R1.5MM 180CM PTFE	502717	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055694
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.002	DGW.035 FC J3MM SS 260CM PTFE	502735	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055755
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.003	DGW.035 FC J3MM SS 150CM PTFE	502731	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055731
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.004	DGW.035 FC STR SS 180CM PTFE	502728	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055724
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.005	DGW.035 FC J3MM SS 180CM PTFE	502733	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055748
016.001	Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,...latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	016.001.006	DGW.035 FC STR SS 150CM PTFE	502726	CORDIS/EMERALD AMPLATZ	CAJA	Caja C- 5	20705032055717
017.001	Guía híbrida con punta de 5cm flexible, e...ida e intervenciones de neurorradiología.	017.001.001						
018.001	Microguía hidrofilica con espiral distal ... 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.	018.001.001						
019.001	Microguía, con recubrimiento hidrofilico,...5cm y 180cm, para uso con microcatéteres.	019.001.001						
020.001	Microguía de alto soporte con recubrimie...). para uso con catéteres tipo monorrail.	020.001.001						
021.001	Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.	021.001.001						
022.001	Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.	022.001.001						
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.001	CATH TEMPO 4F PIG TR 65CM 5SH	451402V5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007679
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.002	CATH TEMPO 4F PIG 90CM 5SH	451403F5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007686
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.003	CATH TEMPO 4F PIG 100CM 5SH	451403H5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007693
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.004	CATH TEMPO 4F PIG 110CM 5SH	451403L5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007709
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.005	CATH TEMPO 4F PIG 65CM 5SH	451403V5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007716
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai...) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.006	CATH TEMPO 5F PIG 90CM 5SH	451503F5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008263

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.007	CATH TEMPO 5F PIG 100CM 55H	451503H5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008270
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.008	CATH TEMPO 5F PIG 110CM 55H	451503L5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008287
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.009	CATH TEMPO 5F PIG 65CM 55H	451503V5	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008294
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.010	CATH ST ENDO 6F PIG 65CM 12SH	455610T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009116
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.011	CATH ST ENDO 6F PIG 90CM 12SH	455611T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009123
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.012	CATH ST ENDO 6F PIG 110CM 8SH	455613E	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009130
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.013	CATH 4F ST PIG 65CM 8SH	532410T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011270
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.014	CATH 4F ST PIG 90CM 8SH	532411T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011287
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.015	CATH 4F ST PIG 100CM 8SH	532412T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011294
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.016	CATH 4F ST PIG 110CM 8SH	532413T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011300
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.017	CATH ST 5F PIG 65CM 8SH	532524V8	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011867
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.018	CATH ST 5F PIG 90CM 8SH	532539F8	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011874
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.019	CATH ST 5F PIG 100CM 8SH	532555H8	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011942
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.020	4F ST .035 65CM 4SH PIG MINI	SR4146	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032046074
023.001	Catéter angiográfico convencional pig-tai... y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)	023.001.021	CATH 4F ST STR 90CM 8SH	532421T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011355
024.001	Catéter angiográfico centimetrado con mar... y de diferentes longitudes (70cm-100cm).	024.001.001						
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.001	CATH ST ENDO 6F C2 65CM	455671	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009246
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.002	CATH ST ENDO 6F MP A2 100CM2SH	455637	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009161
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.003	CATH ST ENDO 6F RDC A1 80CM	455686	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009260
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.004	CATH ST 5F MP A2 (I) 100CM 2SH	532507	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011690
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.005	CATH ST 5F C1 65CM 2SH	532515	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011775
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.006	CATH 4F ST STR 100CM 8SH	532422T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011362
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.007	CATH ST ENDO 6F SIM 3 100CM	455662	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009208
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.008	CATH ST ENDO 6F MP A2 80CM 2SH	455636	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009154
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.009	CATH 4F ST RDC A2 (I) 80CM 2SH	532478	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011607
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.010	CATH 4F ST RDC A2 (I) 65CM 2SH	532462	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011560
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.011	CATH 4F ST STR 65CM 8SH	532420T	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011348
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.012	CATH ST 5F STR 100CM 8SH	532569H8	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011973
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.013	CATH ST 5F MP A2 (I) 80CM 2SH	532506	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011683
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.014	CATH ST 5F RDC A2 (I) 80CM 2SH	532511	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011737
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.015	CATH 4F ST J B3 100CM	532438	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011430
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.016	CATH ST ENDO 6F SIM 2 100CM	455661	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009192
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.017	CATH 4F ST MPA1 100CM	532430	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011379
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.018	CATH 4F ST C1 65CM 2SH	532441	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011461
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.019	CATH 4F ST MP A2 (I) 100CM 2SH	532482	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011614
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.020	CATH 4F ST C3 65CM 2SH	532445	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011508
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.021	CATH ST 5F SIM 2 100CM 2SH	532547	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011911
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.022	CATH 4F ST C2 65CM 2SH	532443	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011485
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.023	CATH 4F ST J B2 100CM	532437	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011423
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.024	CATH ST 5F STR 65CM 8SH	532564V8	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011959
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.025	CATH ST 5F JB 2 100CM	532543H0	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011898
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.026	CATH ST ENDO 6F SIM 1 100CM2SH	455660D	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009185
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.027	CATH ST ENDO 6F H1 100CM	455665	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009222
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.028	CATH 4F ST J B1 100CM	532436	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011416
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.029	CATH ST ENDO 6F C3 65CM	455672	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009253
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.030	CATH 4F ST C2 100CM	532439	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011447
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.031	CATH ST ENDO 6F H1H 100CM	455666	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009239
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.032	CATH ST 5F RC 2 65CM	532522	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011843
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.033	CATH ST 5F C3 65CM 2SH	532517	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011799
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.034	CATH ST ENDO 6F SIM 4 100CM	455663	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009215
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.035	CATH ST ENDO 6F SIM 1 100CM	455660	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009178
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.036	CATH ST 5F C2 65CM 2SH	532516	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011782
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.037	CATH 4F ST MP A2 (I) 80CM 2SH	532432	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011393
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.038	CATH ST 5F SIM 1 100CM 2SH	532546	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011904
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.039	CATH ST ENDO 6F MP A1 80CM	455623	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032009147
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.040	CATH ST 5F RDC A2 (I) 65CM 2SH	532510	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011720
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.041	4F ST .035 65CM PIER	SR2578	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032044698
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.042	CATH TEMPO 4F RC 2 65 CM	451456V0	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008157
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.043	CATH TEMPO 4F C2 65CM	451443V0	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008058

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.103	CATH TEMPO 5F JB 3 100CM	451525H0	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008553
025.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).	025.001.104	5F TEMPO .038"" 80CM SIDEWINDER	SRD5616	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032048665
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.001	CATH 4F ST MP A2 (I) 125CM 2SH	532457	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011546
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.002	CATH 4F ST MPA1 125CM	532431	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011386
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.003	CATH ST 5F MP A2 (I) 125CM 2SH	532508	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032011706
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.004	4 F ST 0.035"" 125CM VERTEBRAL	SRD5331	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032048146
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.005	6F ST 0.038 125CM SIM2	SRD5471	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032048368
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.006	4 F ST 0.035"" 125 CM H1	SR2934	CORDIS/SUPER TORQUE	CAJA	Caja C- 5	20705032045015
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.007	CATH TEMPO 5F MP A2(I)125CM2SH	451506P2	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008362
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.008	CATH TEMPO 5F MP A1(I) 125CM	451506P0	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032008355
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.009	CATH TEMPO 4F MP A1 (I) 125CM	451406P0	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032007754
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.010	5 F TEMPO 0.038"" 125CM SIM1	SRD6630	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032050477
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.011	4 F TEMPO 0.035"" 125CM SSH PIG	SRD5536	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032048498
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.012	4F TEMPO .038"" 125CM VERTEBRAL	SRD5627	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032048696
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.013	1320TEMPO .038 125CM JB2	SRD6013	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032049594
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.014	4 F TEMPO 0.038"" 125CM SIM1	SRD6881	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032051702
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.015	4 F TEMPO 0.038 125CM BERENST	SRD5753	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032049006
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.016	5F TEMPO 0.038 125CM BERESTEIN	SRD6138	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032049822
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.017	4 F TEMPO 0.035"" 125CM SSH STR	SRD5818	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032049129
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.018	5 F TEMPO 0.038"" 125CM USL 2	SRD6050	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032049655
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.019	TEMPO -5 .038 125 BER-2	SRD6565	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032050095
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.020	5F TEMPO 0.038 125CM II	SRD5559	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032048542
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.021	5 F TEMPO 0.038"" 125CM VERT135	SRD6892	CORDIS/TEMPO	CAJA	Caja C- 5	20705032051771
026.001	Catéter angiográfico visceral selectivo, ...F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)	026.001.022	CATHETER 5F TEMPO AQUA 125CM	SRD6109	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 5	20705032049792
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.001	CATH TEMPO AQUA 4F MP A1 100CM	452407H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008812
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.002	CATH TEMPO AQUA 4F BER 100CM	452413H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008836
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.003	CATH TEMPO AQUA 4FVER135 DEGREE 100CM	452414H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008843
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.004	CATH TEMPO AQUA 4F SIM 1 100CM	452430H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008881
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.005	CATH TEMPO AQUA 4F SIM 2 100CM	452431H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008898
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.006	CATH TEMPO AQUA 4F H1 100CM	452435H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008904
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.007	CATH TEMPO AQUA 4F C1 65CM	452442V0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008911
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.008	CATH TEMPO AQUA 4F C2 80CM	452443S0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008928
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.009	CATH TEMPO AQUA 4F C2 65CM	452443V0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008935
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.010	CATH TEMPO AQUA 5F MP A1 100CM	452507H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008966
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.011	CATH TEMPO AQUA 5F BER 100CM	452513H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008980
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.012	CATH TEMPO AQUA 5FVER1350100CM	452514H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032008997
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.013	CATH TEMPO AQUA 5F SIM 1 100CM	452530H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032009031
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.014	CATH TEMPO AQUA 5F SIM 2 100CM	452531H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032009048
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.015	CATH TEMPO AQUA 5F H1 100CM	452535H0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032009055
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.016	CATH TEMPO AQUA 5F C1 65CM	452542V0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032009062
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.017	CATH TEMPO AQUA 5F C2 65CM	452543V0	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032009086
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.018	4F TEMPO AQUA 0.038"" 125CM H1	SRD6107	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 5	20705032049778
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.019	4F TEMPO AQUA .038"" 125CM VERT	SRD6108	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032049785
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.020	TEMPO AQUA 5F .038"" 65CM PIER	SRD6658	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032050651
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.021	4 F TEMPO AQUA .038"" 125CM STR	SRD6667	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032050729
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.022	5 F TEMPO AQUA .038"" 125CM STR	SRD6669	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032050743
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.023	5 F TEMPO AQUA 0.038"" 80 CM C2	SRD6677	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 5	20705032050798
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.024	5 F TEMPO AQUA .038"" 125 CM H1	SRD6721	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 5	20705032051009
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.025	4 F TEMPO AQUA .038"" 100CM STR	SRD6821	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032051375
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.026	5 F TEMPOAQUA 0.038"" 100CM STR	SRD6905	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032051832
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.027	5 F TEMPO AQUA 0.038"" 65CM VER	SRD6906	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032051849
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.028	4 F TEMPO AQUA 0.038"" 90CM STR	SRD6908	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032051863
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.029	4 F TEMPO AQUA 0.038 65CM VER	SRD6912	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	10705032051897
027.001	Catéter angiográfico hidrofilico visceral...gitudes (65cm-120cm) y calibres (4F-6F).	027.001.030	4 F TEMPO AQUA 0.038 65CM STR	SRD6913	CORDIS/TEMPO AQUA	CAJA	Caja C- 1	20705032051900
028.001	Catéter angiográfico hidrofilico viscera...libre 4F de longitud extralarga (150cm).	028.001.001						
029.001	Catéter angiográfico visceral selectivo d...kaelsn y compatible con microcatéteres.	029.001.001						
030.001	Catéter angiográfico visceral selectivo p...tencia de su cuerpo y alta empujabilidad.	030.001.001						
031.001	Catéter para drenaje tipo nefrostomia, mu... (6F-14F) y diferentes grados de rigidez.	031.001.001						

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
032.001	Catéter para drenaje biliar, multiperfora...n externa y de diversos calibres (8-14F).	032.001.001						
033.001	Catéter para drenaje biliar de poliuretano...ficios como mínimo, sin fijación interna.	033.001.001						
034.001	Catéter ureteral doble J de silicona, de...e, de distintas longitudes entre 23-30cm.	034.001.001						
035.001	Catéter ureteral uni J de silicona, de c...anto en el cateter total como recortado.	035.001.001						
036.001	Sonda naso-gástrica o naso-intestinal par...orificio compatible con guía de 0,035" .	036.001.001						
037.001	Sonda de Gastroenterostomía percutánea de...y orificio compatible con guía de 0,035".	037.001.001						
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.001	Saber .035 3x20 80cm SL	48003002N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079676
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.002	Saber .035 3x20 40cm SL	48003002P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079751
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.003	Saber .035 3x20 135cm SL	48003002R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079737
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.004	Saber .035 3x40 80cm SL	48003004N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080139
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.005	Saber .035 3x40 40cm SL	48003004P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080115
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.006	Saber .035 3x40 135cm SL	48003004R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080092
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.007	Saber .035 3x60 80cm SL	48003006N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080665
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.008	Saber .035 3x60 40cm SL	48003006P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080566
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.009	Saber .035 3x60 135cm SL	48003006R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080542
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.010	Saber .035 3x80 80cm SL	48003008N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032081181
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.011	Saber .035 3x80 40cm SL	48003008P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032081150
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.012	Saber .035 3x80 135cm SL	48003008R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032081129
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.013	Saber .035 3x100 80cm SL	48003010N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080771
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.014	Saber .035 3x100 40cm SL	48003010P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080856
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.015	Saber .035 3x100 135cm SL	48003010R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080887
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.016	Saber .035 3x120 80cm SL	48003012N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080221
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.017	Saber .035 3x120 135cm SL	48003012R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080276
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.018	Saber .035 3x150 80cm SL	48003015N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079812
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.019	Saber .035 3x150 135cm SL	48003015R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079867
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.020	Saber .035 3x200 80cm SL	48003020N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080931
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.021	Saber .035 3x200 135cm SL	48003020R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080719
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.022	Saber .035 3x250 80cm SL	48003025N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080023
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.023	Saber .035 3x250 135cm SL	48003025R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080047
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.024	Saber .035 3x300 80cm SL	48003030N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080795
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.025	Saber .035 3x300 135cm SL	48003030R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080740
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.026	Saber .035 4x20 80cm SL	48004002N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080351
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.027	Saber .035 4x20 40cm SL	48004002P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080368
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.028	Saber .035 4x20 135cm SL	48004002R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080153
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.029	Saber .035 4x40 80cm SL	48004004N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080924
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.030	Saber .035 4x40 40cm SL	48004004P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080894
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.031	Saber .035 4x40 135cm SL	48004004R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080900
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.032	Saber .035 4x60 80cm SL	48004006N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079614
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.033	Saber .035 4x60 40cm SL	48004006P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079584
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.034	Saber .035 4x60 135cm SL	48004006R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079577
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.035	Saber .035 4x80 80cm SL	48004008N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079980
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.036	Saber .035 4x80 40cm SL	48004008P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079928
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.037	Saber .035 4x80 135cm SL	48004008R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079898
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.038	Saber .035 4x100 80cm SL	48004010N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079874
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.039	Saber .035 4x100 40cm SL	48004010P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079775
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.040	Saber .035 4x100 135cm SL	48004010R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079782
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.041	Saber .035 4x120 80cm SL	48004012N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079560
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.042	Saber .035 4x120 135cm SL	48004012R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079485
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.043	Saber .035 4x150 80cm SL	48004015N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032081006
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.044	Saber .035 4x150 135cm SL	48004015R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032081068
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.045	Saber .035 4x200 80cm SL	48004020N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079935
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.046	Saber .035 4x200 135cm SL	48004020R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079911
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.047	Saber .035 4x250 80cm SL	48004025N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080726
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.048	Saber .035 4x250 135cm SL	48004025R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080696
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.049	Saber .035 4x300 80cm SL	48004030N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079966
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.050	Saber .035 4x300 135cm SL	48004030R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080016
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.051	Saber .035 5x20 80cm SL	48005002N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080108
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.052	Saber .035 5x20 40cm SL	48005002P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080078
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.053	Saber .035 5x20 135cm SL	48005002R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032079942

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.172	Saber .035 12x40 80cm SL	48012004N	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080504
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.173	Saber .035 12x40 40cm SL	48012004P	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080672
038.001	Catéter para angioplastia con balón de di...cm-15cm) , compatible con guía de 0,035".	038.001.174	Saber .035 12x40 135cm SL	48012004R	CORDIS/SABER 0.35	CAJA	Caja C- 1	20705032080634
039.001	Catéter para angioplastia con balón de gr...035 y para tratamiento de grandes vasos.	039.001.001						
040.001	Catéter para angioplastia de pequeño vaso...s, para utilizar sobre microguía 0.014".	040.001.001						
041.001	Catéter para angioplastia visceral y caro...tud, para utilizar sobre microguía 0.014.	041.001.001						
042.001	Catéter para angioplastia de fistulas art...nte aterotomo o hilos de nitinol o nylon.	042.001.001						
043.001	Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.	043.001.001						
044.001	Microcatéter hidrofílico de infusión y/o ...ter guía para su utilización debe ser 5F.	044.001.001						
045.001	Microcatéter hidrofílico de infusión y/o ...ter guía para su utilización debe ser 5F.	045.001.001						
046.001	Microcatéter hidrofílico de infusión y/o ...ter guía para su utilización debe ser 5F.	046.001.001						
047.001	Microcatéter para embolización periférica...tible con microguías de 0,016" y 0,018".	047.001.001						
048.001	Microcatéter extralargo para embolización...i, compatible con microguías de 0,016" .	048.001.001						
049.001	Sistema transluminal y controlado para bi...d e introductor 7F con marca radioopaca.	049.001.001						
050.001	Set de biopsia transyugular con control d...ema de disparo controlado, de calibre 7F.	050.001.001						
051.001	Prótesis biliares autoexpandibles y repo...metro y diversas longitudes (50-70-90mm).	051.001.001						
052.001	Prótesis biliares autoexpandibles y recup...metro y diversas longitudes (40-60-80mm).	052.001.001						
053.001	Prótesis biliares autoexpandibles reabsor...e reabsorción entre 90 días y seis meses.	053.001.001						
054.001	Prótesis para Shunt Portosistémico Intrah...itinol no recubierto de 20mm de longitud.	054.001.001						
055.001	Set de punción porto-cava, radiodirigido,... catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.	055.001.001						
056.001	Set de punción porto-cava, ecodirigido, c..., para protección de la aguja de punción.	056.001.001						
057.001	Conjunto de sistema de acceso venoso cent...conector de lavado e introductor pelable.	057.001.001						
058.001	Conjunto de catéter central de inserción...tema de fijación y conexión de inyección.	058.001.001						
059.001	Micropartículas de PVA, irregulares, de d...icras y 1200micras. Envase de 5 unidades.	059.001.001						
060.001	Microesferas de PVA para embolización def...te comprensibles, con jeringa precargada.	060.001.001						
061.001	Microesferas de hidrogel, no degradables,...ioembolización (TACE) en cáncer hepático.	061.001.001						
062.001	Microesferas de PVA no degradables, con c...ioembolización (TACE) en cáncer hepático.	062.001.001						
063.001	Coils metálicos empujables de 0,035" de diámetro	063.001.001						
064.001	Microcoils metálicos empujables de 0,018"...ciones en espiral. (Envase de 2 unidades)	064.001.001						
065.001	Guía para empujar coils metálicos de 0.03...ible, punta recta y de 150cm de longitud.	065.001.001						
066.001	Microguía para empujar microcoils metálic...ible, punta recta y de 180cm de longitud.	066.001.001						
067.001	Coils de platino de liberación controlada...de calibre, para embolización periférica.	067.001.001						
068.001	Microcoils de platino de liberación contr... el dispositivo de liberación instantánea	068.001.001						
069.001	Coils de platino de liberación controlada...de calibre, para embolización periférica.	069.001.001						
070.001	Tapón vascular de nitinol, de liberación ... o introductor vascular de 4mm hasta 24mm	070.001.001						
071.001	Microtapón vascular de nitinol recubierto...través de microcatéter de 0.021" o 0.027"	071.001.001						
072.001	Catéter-lazo de nitinol, con extremo dist...téter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm	072.001.001						
073.001	Filtro de vena cava inferior recuperable,... para acceso femoral, yugular y braquial.	073.001.001	OPTASE RETR FILTER 55 JUGULAR	466F210AJ	CORDIS/OPTASE	CAJA	Caja C- 1	20705032073605
073.001	Filtro de vena cava inferior recuperable,... para acceso femoral, yugular y braquial.	073.001.002	OPTASE RETR FILTER 55 FEMORAL	466F210AF	CORDIS/OPTASE	CAJA	Caja C- 1	20705032073599
073.001	Filtro de vena cava inferior recuperable,... para acceso femoral, yugular y braquial.	073.001.003	OPTASE RETR FILTER 90 JUG/ANT	466F210BJ	CORDIS/OPTASE	CAJA	Caja C- 1	20705032073612
074.001	Catéter-recuperador de filtro de vena cav...ferior de calibre 10F y 80cm de longitud.	074.001.001	10FR OPTASE RETRIEVAL CATH.	466C210F	CORDIS/OPTASE	CAJA	Caja C- 1	20705032009369
075.001	Conexión de bomba de baja presión (<425ps..., de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.	075.001.001						
076.001	Conexión a bolsa cónica, con luer-lock macho rotatorio y 15cm de longitud.	076.001.001						
077.001	Jeringa de policarbonato, de alta precisi...uer-lock macho, de bajo volumen (1cc-3cc)	077.001.001						
078.001	Jeringa de policarbonato, de alta precisi...lock macho, de medio volumen (10cc-20cc)	078.001.001						
079.001	Aguja de punción vascular tipo potts-cour...estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.	079.001.001						
080.001	Aguja de punción vascular de pared única,...ared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.	080.001.001						
081.001	Set de Micropunción vascular compuesto de...e 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.	081.001.001						
082.001	Set de Micropunción vascular compuesto de... 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.	082.001.001						
083.001	Set de punción biliar y urológica compues...ca y compatible con guía de 0.035-0.038.	083.001.001						
084.001	Dispositivo para guiado de aguja en punc...ecográfico (20ml) y 4 bandas de sujeción	084.001.001						
085.001	Funda estéril para intervencionismo media...ción de la funda y gel ecográfico (20gr).	085.001.001						
086.001	Llave de alta presión (1050 psi), de tres vías, con conector luer-lock giratorio.	086.001.001						
087.001	Llave en Y con conector luer-lock girator...a guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.	087.001.001						
088.001	Manifol de cierre de policarbotato, tran...torio y que soporte presión hasta 500psi.	088.001.001						
089.001	Parche hemostático activo hidrofílico, de...a de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.	089.001.001						
090.001	Sistema percutáneo para cierre de vasos c...l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.	090.001.001	Mynx Control VCD, 5F (CE Mark)	MX5060E	CORDIS/MYNX CONTROL	CAJA	Caja C- 10	20862028000448
090.001	Sistema percutáneo para cierre de vasos c...l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.	090.001.002	MynxControl VCD 6F/7F(CE Mark)	MX6760E	CORDIS/MYNX CONTROL	CAJA	Caja C- 10	20862028000455
090.001	Sistema percutáneo para cierre de vasos c...l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.	090.001.003	MynxGrip TM Vascular Closure D	MX6721	CORDIS/MYNX GRIP	CAJA	Caja C- 10	20862028000417

Número del material	Descripción del material	Número de Referencia	Descripción de Referencia	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	Envase mínimo de venta (Presentación)	Unidades	Código EAN
090.001	Sistema percutáneo para cierre de vasos c...l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.	090.001.004	MynxGrip Vascular Closure Devi	MX5021	CORDIS/MYNX GRIP	CAJA	Caja C- 10	20862028000400
091.001	Pulsera hemostática izda o dcha., con bal...radial distal (por tabaquera anatómica)	091.001.001						
092.001	Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.	092.001.001						
093.001	Sistema ajustable de tres anclajes gastro...dora 0.035" y tensor de hilo de recambio.	093.001.001						
094.001	Agujas para vertebroplastia y biopsia óse... con marcas de profundidad de la punción.	094.001.001						
095.001	Inyector de cemento para vertebroplastia,...macenamiento y dispensación sin pérdidas.	095.001.001						
095.002	Cemento óseo radioopaco, compuesto de met...l mezclador para la preparación de cemento.	095.002.001						
096.001	Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.	096.001.001						
097.001	Introduccion recto o con extremo curvado,...amiento de ictus y neurointervencionismo.	097.001.001						
098.001	Introduccion recto con doble mallado metal...stal 0.100" y diámetro interno de 0,088".	098.001.001						
099.001	Introduccion recto metálico de alto soport...5, calibre 6F-9F y longitudes 80cm-100cm.	099.001.001						
100.001	Catéter guía de acceso cerebral de nylon ...re 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.	100.001.001						
101.001	Catéter guía de acceso cerebral de nylon ...e calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.	101.001.001						
102.001	Catéter de acceso cerebral, con refuerzo...ngitudes de trabajo (entre 95cm y 115cm).	102.001.001						
103.001	Catéter de acceso cerebral con refuerzo p...ngitudes de trabajo (entre 95cm y 130cm).	103.001.001						
104.001	Microcatéter para embolización de Malform...rocatéter de 167cm y compatible con DMSO.	104.001.001						
105.001	Microcatéter recto de soporte en tratamie...erno de 2.9/2.6F., luz interna de 0.025" .	105.001.001						
106.001	Microcatéter mallado, con dos marcas dist...0.014" y punta distal recta y preformada.	106.001.001						
107.001	Microcatéter mallado, de rigidez variable... inyección 600psi y compatible con DMSO.	107.001.001						
108.001	Microcatéter hibrido trenzado y con diseña...s y compatible con embolizantes líquidos.	108.001.001						
109.001	Microcatéter de navegación dependiente de...líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.	109.001.001						
110.001	Conjunto de microcatéter y microguía de 0...de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.	110.001.001						
111.001	Microcatéter para colocación de stents ce...es configuraciones de su extremo distal..	111.001.001						
112.001	Microguía dirigible, con recubrimiento hi...0cm. de longitud, flexible y no flexible.	112.001.001						
113.001	Microguía dirigible, con recubrimiento hi... de calibre y 200cm y 300cm de longitud.	113.001.001						
114.001	Microguía hibrida de acero y nitinol, pun.../0,008"distal y longitudes 220cm y 300cm.	114.001.001						
115.001	Microguía con tecnología de doble coil (...5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.	115.001.001						
116.001	Microguía dirigible, con núcleo interno c...ón con extensión en conjunto hasta 300cm.	116.001.001						
117.001	Extensión de microguía dirigible, con núc...ad de extensión en conjunto hasta 300cm.	117.001.001						
118.001	Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y ...e microcatéter de luz interna de 0,014".	118.001.001						
119.001	Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y ...e microcatéter de luz interna de 0,014".	119.001.001						
120.001	Jeringa de inyección de 1ml, de alta prec...e 0,02ml, para microbalón de remodelado.	120.001.001						
121.001	Jeringa de vacío, de policarbonato de 60c...aspiración en tratamiento de ictus agudo.	121.001.001						
122.001	Depósito de recogida para bomba de aspira...o, con tubo de conexión y filtro de PTFE.	122.001.001						
123.001	Llave en Y con cierre de rosca, compatibl...ra embolización de aneurismas cerebrales.	123.001.001						
124.001	Llave en Y con cierre automático y válvul... guías desde 0,014" y catéteres hasta 9F.	124.001.001						
125.001	Llave en Y de doble paso, con cierre de r... guías desde 0,014" y catéteres hasta 9F.	125.001.001						
126.001	Dispositivo de torsión tipo torque para m...cas de neurorradiología intervencionista.	126.001.001						
127.001	Sistema de catéter para acceso cerebral d...diopaca distal y en el centro del balón.	127.001.001						
128.001	Catéter de nitinol con hipotubo de acero ...para mantener permeabilidad del catéter.	128.001.001						
128.002	Separador-guía de 150cm de longitud y 0,...para mantener permeabilidad del catéter.	128.002.001						

Firmado por ***6495**
 LOURDES DIEZ (R:
 ****0297*) el día
 15/10/2023 con un